

**Movemos  
la vida.**  
Somos  
especialistas













## Guía de Tratamiento Ortésico *personalizado*





# Guía de Tratamiento Ortésico personalizado



Lesión	en fase de recuperación		crónica/ evitar recidivas*	aguda	crónica/aguda (requiere inmovilización)
	Deportiva / Laboral	Senior o actividad media	Actividad Media	Actividad Alta	
Tratamiento	Compresión, propiocepción, sujeción	Compresión, propiocepción, sujeción	Calor terapéutico, compresión, sujeción, estabilización	Transpiración continua, sujeción, estabilización	Inmovilización, higiene postural (nocturna)
Tejido					
Línea					
Características	Tecnología SkinTech 3D • Con áreas estratégicas de compresión selectiva • Transpirable AirQuick	Flexibilidad 2D • Elasticidad adaptable como una segunda piel • Transpirable AirQuick	Tecnología AirLock System • Mantiene el calor, expulsa el sudor: transpira • Ligereza comfortable	Transpiración 100% activa • Patronaje técnico-funcional • Adaptación dinámica	Tecnología alta frecuencia • Confección sin costuras • Transpirable

Qué aportan

Aportan confianza y seguridad para la recuperación total

Aportan estabilización y reducen el dolor sin limitar los movimientos

Aportan inmovilización reduciendo el dolor

\*Después de lesiones importantes evitar recidivas con Neoprair



Movemos la vida. Somos especialistas





**Guía de Tratamiento**  
**Ortésico** *personalizado*

**activo**  
*sport*

*Tecnología que se adapta a ti*





# activo

sport

## efecto




Compresión sobre la zona lesionada

Mejora de la propiocepción ayudando a evitar lesiones en la actividad deportiva mientras dura la recuperación

Favorece la recuperación de la lesión ayudando a la mejora total de las zonas blandas

## Tecnología que se adapta a ti

Las prendas elásticas **Aqativo Sport**, estructuradas en **fibras 3D ligeras y flexibles**, se adaptan como una segunda piel proporcionando una compresión suave y beneficiosa durante la práctica deportiva. Sus áreas estratégicas de compresión selectiva **protegen los músculos y articulaciones de sobrecargas, favorecen la circulación sanguínea y potencian los niveles de propiocepción** para un mejor rendimiento deportivo.



## tejido **AirQuick**

Diseñadas para una máxima capacidad de transpiración, todas las prendas elásticas **Aqativo Sport** incorporan el tejido **AirQuick**, que absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior, permitiendo el flujo continuado del aire. **Piel seca, total confort.**

## Comodidad integral

Rodilleras, tobilleras, muñequeras, tobilleras... las prendas elásticas **Aqativo Sport** proporcionan comodidad y estabilidad en las articulaciones para una adecuada práctica deportiva.

Un aliado eficaz en la **práctica deportiva**







## Codera P707

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de codo, epicondilitis lateral y medial, estados inflamatorios postoperatorios, postraumatismos, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica** para una adaptación más segura y mayor libertad de movimiento.
- **Almohadillado anatómico de silicona** que ayuda a distribuir la presión en el epicóndilo-epitrólea.
- **Tejido suave en flexuras de brazo y codo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Cincha en antebrazo** que regula y refuerza la presión en el punto de dolor.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

Bilateral

Medidas\*

**P707 S 23-27**

C.N. 188395.7

**P707 M 27-31**

C.N. 188396.4

**P707 L 31-35**

C.N. 188397.1

\*Perímetro codo (cm)



## Muñequera P703

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Adaptación natural** a la muñeca que elimina la tensión y alivia el dolor.
- **Vendaje en muñeca:** refuerza la compresión de forma selectiva.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

Bilateral  
Talla única

**P703**

C.N. 188372.8





## Muñequera metacarpiana P704

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios crónicos postraumáticos o postoperatorios, tendovaginitis. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico** que descarga las articulaciones carpometacarpianas.
- **Vendaje en muñeca:** refuerza la compresión de forma selectiva.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P704 S** 14-17

C.N. 188374.2

**P704 M** 17-20

C.N. 188376.6

**P704 L** 20-24

C.N. 188377.3



\*Perímetro muñeca (cm)



## Muslera P709

### INDICACIONES

Rotura fibrilar del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Compresión decreciente:** mejora la circulación sanguínea, reduce la fatiga muscular y favorece la resistencia, minimizando el riesgo de lesiones.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P709 S** 43-48


C.N. 188404.6

**P709 M** 48-52

C.N. 188405.3

**P709 L** 52-58

C.N. 188406.0



\*Perímetro muslo (cm)





## Rodillera P700

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Tejido suave en hueco poplíteo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P700 S 32-35**

C.N. 188358.2

**P700 M 36-39**


C.N. 188360.5

**P700 L 40-46**

C.N. 188361.2

**P700 XL 47-52**

C.N. 190438.6



\*Perímetro rodilla (cm)



## Rodillera con rodete y estabilizadores P701

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares, estados inflamatorios postoperatorios, derrame recidivante de la articulación, tendencia a la inestabilidad. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla rotuliana anatómica de silicona:** centra la rótula, ayuda a dispersar la tensión y a reducir el estrés en la rodilla. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones. Junto al tejido de compresión contribuye a la reducción de inflamaciones y hematomas.
- **Flejes estabilizadores laterales** para un mayor control medio-lateral.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Tejido suave en hueco poplíteo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P701 S 32-35**

C.N. 188365.0

**P701 M 36-39**


C.N. 188366.7

**P701 L 40-46**

C.N. 188368.1

**P701 XL 47-52**

C.N. 190440.9



\*Perímetro rodilla (cm)





# Pantorrillera

## P708

### INDICACIONES

Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos, protección de la tibia. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Compresión decreciente:** mejora la circulación sanguínea, reduce la fatiga muscular y favorece la resistencia, minimizando el riesgo de lesiones.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P708 S 29-35**


C.N. 188401.5

**P708 M 35-40**

C.N. 188402.2

**P708 L 40-44**

C.N. 188403.9



\*Perímetro pantorrilla (cm)



# Tobillera con almohadillas maleolares

## P705

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distensiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Sujeción/Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos:** ayuda a dispersar la tensión y a reducir el estrés en el tobillo. Protege contra la sobrecarga en tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Tejido suave en empeine:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P705 S 17-20**


C.N. 188381.0

**P705 M 20-23**

C.N. 188382.7

**P705 L 23-26**

C.N. 188384.1



\*Perímetro tobillo (cm)





## Tobillera con almohadillas maleolares y vendaje en 8 P706

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distensiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo durante actividades deportivas y laborales.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadillado anatómico de silicona en los maleolos:** estabiliza, dispersa tensión y reduce el estrés en el tobillo. Protege contra la sobrecarga en tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Tejido suave en empeine:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Vendaje funcional en 8:** proporciona mayor estabilidad bajo altas cargas.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P706 S** 17-20

C.N. 188388.9

**P706 M** 20-23

C.N. 188389.6

**P706 L** 23-26

C.N. 188390.2



\*Perímetro tobillo (cm)





**PRIM**

**Guía de Tratamiento**  
**Ortésico** *personalizado*

**activo**  
*skin*

*Ligeras y cómodas. Tu segunda piel*



Línea de ortesis para el día a día



## Elasticidad adaptable. Como una segunda piel

**Aqativo Skin** está diseñado para ser tu segunda piel.

Una línea de prendas elásticas, discretas y muy cómodas, fabricadas sin costuras y con forma anatómica, que protegen suavemente músculos y articulaciones.

Sus áreas de compresión selectiva y la ligereza de sus fibras, firmes pero cómodas, hacen de **Aqativo Skin** una prenda que multiplica las sensaciones diarias de bienestar.

**Segunda piel. Más protección y bienestar.**



## Tejido **AirQuick**

Diseñadas para una máxima capacidad de transpiración, las prendas elásticas **Aqativo Skin** incorporan el tejido **AirQuick**, que absorbe y expulsa rápidamente la humedad al exterior, permitiendo el flujo continuado del aire.

**Piel seca, confort total.**

# aqativo

skin

efecto

- ✓ *Compresión sobre la zona lesionada*
- ✓ *Mejora de la propiocepción ayudando a evitar lesiones en la actividad diaria mientras dura la recuperación*
- ✓ *Favorece la recuperación de la lesión ayudando a la mejora total de las zonas blandas*





## Codera P707BG

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de codo, epicondilitis lateral y medial, estados inflamatorios postoperatorios, postraumatismos, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica** para una adaptación más segura y mayor libertad de movimiento.
- **Almohadillado anatómico de silicona** que ayuda a distribuir la presión en el epicóndilo-epitrólea.
- **Tejido suave en flexuras de brazo y codo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Cincha en antebrazo** que regula y refuerza la presión en el punto de dolor.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P707BG S 23-27**

C.N. 188398.8

**P707BG M 27-31**

C.N. 188399.5

**P707BG L 31-35**

C.N. 188400.8



\*Perímetro codo (cm)



## Muñequera P703BG

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de muñeca, dolores generales de muñeca, tendinitis, contusiones ligeras. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Adaptación natural** a la muñeca que elimina la tensión y alivia el dolor.
- **Vendaje en muñeca:** refuerza la compresión de forma selectiva.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Talla única

**P703BG**

C.N. 188373.5





## Muñequera metacarpiana P704BG

### INDICACIONES

Osteoartritis leve de muñeca, esguinces, estados inflamatorios crónicos postraumáticos o postoperatorios, tendovaginitis. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico** que descarga las articulaciones carpometacarpianas.
- **Vendaje en muñeca:** refuerza la compresión de forma selectiva.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P700BG S 14-17**

C.N. 188378.0

**P700BG M 17-20**

C.N. 188379.7

**P700BG L 20-24**

C.N. 188380.3



\*Perímetro muñeca (cm)



## Rodillera P700BG

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Tejido suave en hueco poplíteo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P700BG S 32-35**

C.N. 188362.9

**P700BG M 36-39**


C.N. 188363.6

**P700BG L 40-46**

C.N. 188364.3

**P700BG XL 47-52**

C.N. 190441.6



\*Perímetro rodilla (cm)





## Rodillera con rodete y estabilizadores P701BG

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de rodilla, traumatismos e inestabilidades leves, esguinces leves, derrames e inflamaciones articulares, estados inflamatorios postoperatorios, derrame recidivante de la articulación, tendencia a la inestabilidad. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla rotuliana anatómica de silicona:** centra la rótula, ayuda a dispersar la tensión y a reducir el estrés en la rodilla. Protege contra la sobrecarga en los tendones y minimiza el riesgo de lesiones. Junto al tejido de compresión contribuye a la reducción de inflamaciones y hematomas.
- **Flejes estabilizadores laterales** para un mayor control medio-lateral.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Sistema integral antideslizante:** evita que la ortesis se deslice durante el movimiento.
- **Tejido suave en hueco poplíteo:** absorbe las arrugas y libera la presión en esta zona. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P701BG S 32-35**

C.N. 188369.8

**P701BG M 36-39**

C.N. 188370.4


**P701BG L 40-46**

C.N. 188371.1

**P701BG XL 47-52**

C.N. 190442.3

\*Perímetro rodilla (cm)



## Tobillera P710BG

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Adaptación natural al tobillo** para eliminar la tensión y aliviar el dolor.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Tejido suave en empeine y talón:** absorbe las arrugas y libera la presión en estas zonas. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

#### Bilateral

#### Medidas\*

**P710BG S 17-20**

C.N. 190443.0

**P710BG M 20-23**

C.N. 190444.7

**P710BG L 23-26**

C.N. 190445.4

\*Perímetro tobillo (cm)







## Tobillera con almohadillas maleolares P705BG

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadillado anatómico de silicona** en los maleolos: ayuda a dispersar la tensión y a reducir el estrés en el tobillo. Protege contra la sobrecarga en tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Tejido suave en empeine y talón:** absorbe las arrugas y libera la presión en estas zonas. Favorece el uso durante todo el día.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

Bilateral

Medidas\*

**P705BG S 17-20**


C.N. 188385.8

**P705BG M 20-23**

C.N. 188386.5

**P705BG L 23-26**

C.N. 188387.2



\*Perímetro tobillo (cm)



## Tobillera con almohadillas maleolares y vendaje en 8 P706BG

### INDICACIONES

Artrosis y artritis leve de tobillo, traumatismos e inestabilidades leves, contusiones, distorsiones y derrames articulares, irritación crónica, postoperatoria y postraumática, debilidad ligamentosa. Preventivo en las actividades diarias.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadillado anatómico de silicona** en los maleolos: estabiliza, dispersa tensión y reduce el estrés en el tobillo. Protege contra la sobrecarga en tendones y minimiza el riesgo de lesiones.
- **Tejida con forma anatómica:** adaptación más segura, mayor libertad de movimiento.
- **Tejido suave en empeine y talón:** absorbe las arrugas y libera la presión en estas zonas. Favorece el uso durante todo el día.
- **Vendaje funcional en 8:** proporciona mayor estabilidad bajo altas cargas.
- **Sin costuras,** para un mayor confort sin roces.

Bilateral

Medidas\*

**P706BG S 17-20**

C.N. 188392.6

**P706BG M 20-23**

C.N. 188393.3

**P706BG L 23-26**

C.N. 188394.0



\*Perímetro tobillo (cm)



**PRIM**

**Guía de Tratamiento**  
**Ortésico** *personalizado*



**neoprair**

*Mantén tu calor. Respira*






Mantén tu calor. Respira




### Un doble efecto que potencia el bienestar

Las nuevas ortesis NEOPRAIR incorporan la tecnología AIRLOCK SYSTEM que permite la transpiración de la piel mientras mantiene el calor corporal. Un doble efecto que potencia la comodidad y el alivio del dolor.



#### efecto

- ✓ Calor terapéutico que alivia el dolor y reduce el tiempo de recuperación, permitiendo la transpiración de la piel.
- ✓ Se adapta a la morfología y movilidad de las articulaciones potenciando la sujeción y estabilización.



## AirLock SYSTEM



### Expulsa el sudor Transpiración

La tecnología AirLock System genera unos canales en el neopreno que facilitan la evaporación de las moléculas de sudor permitiendo que la piel respire.



### Mantiene tu calor Calor terapéutico

El ciclo del calor interior se mantiene gracias a las propiedades intrínsecas del neopreno. Un aporte de calor que alivia el dolor y reduce el tiempo de recuperación.







## Codera NPOS173

### INDICACIONES

Cuidado y prevención de lesiones musculares, epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista).

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño flexible** que protege la articulación del codo y ayuda a reducir el dolor. Abierto en la flexura anterior para mayor confort.
- **Doble banda de cierre para un ajuste óptimo:** permiten regular la compresión brazo-antebrazo.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS173**  
C.N. 190455.3



## Cincha epicondilitis NPOS172

### INDICACIONES

Epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista).

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla condilar de silicona** que presiona el tendón ayudando a eliminar el dolor.
- **Banda interior de silicona** que evita la rotación de la ortesis.
- **Banda con cierre velcro** para regular la presión según la necesidad.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS172**  
C.N. 190449.2





## Muñequera vendaje NPOS164

### INDICACIONES

Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares leves.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Cincha inelástica** fácilmente ajustable.
- **Cierre velcro** que regulan la compresión a la muñeca según las necesidades del usuario.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS164**  
C.N. 190452.2



## Muñequera envolvente NPOS167

### INDICACIONES

Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares leves.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño flexible** que envuelve la articulación trapeciometacarpiana y de muñeca, reduciendo el dolor y manteniendo la funcionalidad de la mano.
- **Cierres velcro** que regulan la compresión a la muñeca según las necesidades del usuario.
- **Pulgar libre.**

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS167**  
C.N. 190451.5



## Muñequera envolvente de pulgar NPOS165

### INDICACIONES

Rizartrosis leves, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño flexible** que envuelve la articulación trapeciometacarpiana y de muñeca. Reduce el dolor y la inestabilidad del dedo pulgar, manteniendo la funcionalidad de la mano.
- **Cierres velcro** que regulan la compresión a la muñeca y al pulgar según las necesidades del usuario.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS165**  
C.N. 190453.9



## Muñequera con flejes NP162

### INDICACIONES

Esguinces, tendinitis y actividad física que requiere esfuerzos de la articulación de la muñeca. Artrosis, artritis, bursitis y postraumatismos.

### TRATAMIENTO

Estabilización


### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Placa palmar extraíble** de aluminio maleable que limita la flexión dorso-palmar.
- **2 ballenas dorsales** que potencian la estabilización.
- **4 cierres seguros** para una óptima adaptación.
- **Cincha de sujeción en muñeca** para refuerzo y control de la presión.
- **Pulgar libre** para la completa movilidad de los dedos

Gurda lado

Medidas\*

**NP162 SR 15-17**  
C.I. 736623  
**NP162 SL 15-17**  
C.I. 736431  
**NP162 MR 17-19**  
C.I. 736622  
**NP162 ML 17-19**  
C.I. 736430  
**NP162 LR 19-21**  
C.I. 736621  
**NP162 LL 19-21**  
C.I. 736429  
**NP162 XLR 21-24**  
C.I. 736624  
**NP162 XLL 21-24**  
C.I. 736432



\*Perímetro muñeca (cm)





## Banda sacrolumbar NPOS154

### INDICACIONES

Lumbalgias leves, hipotonía muscular.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Cierre velcro** gran ajuste para una fácil adaptación.
- **Alma delantera que evita arrugas** y maximiza el confort.

Talla única

**NPOS154**  
C.N. 190446.1



## Faja sacrolumbar NPOS155

### INDICACIONES

Lumbalgias leves, hipotonía muscular.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **4 ballenas posteriores** que aportan mayor estabilidad a nivel lumbar.
- **Alma delantera que evita arrugas** y maximiza el confort.
- **Cierre anatómico velcro** que mejora la adaptación.

Talla única  
Altura frontal 16 cm  
Altura espalda 24 cm

**NPOS155**  
C.N. 190448.5



## Faja sacrolumbar con tensor NP156

### INDICACIONES

Lumbago. Reumatismo. Artrósis. Dolores crónicos en la columna. Para actividades deportivas.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **4 ballenas metálicas posteriores** que ofrecen gran contención en la zona lumbar.
- **Bandas elásticas tensoras removibles** que proporciona mayor compresión de la ortesis si así se requiere.
- **Alma delantera que evita arrugas** y maximiza el confort.
- **Cierre frontal seguro** para una adaptación fácil.

Altura frontal 17 cm  
Altura espalda 26 cm



Medidas\*

**NP156 S 80-90**

C.I. 736416

**NP156 M 90-100**

C.I. 736415

**NP156 L 100-112**

C.I. 736414

**NP156 XL 112-125**

C.I. 736417

\*Perímetro cintura (cm)



## Muslera NPOS147

### INDICACIONES

Rotura fibrilar de cuádriceps y abductores, distensiones musculares, postraumatismos.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño flexible** que envuelve la zona lesionada del muslo y ayuda a reducir el dolor.
- **Doble banda de cierre** que permite regular la compresión.
- **Bandas interiores de silicona** con efecto antideslizante.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS147**

C.N. 190456.0





## Rodillera NPOS136

### INDICACIONES

Condromalacia rotuliana, dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Rodete rotuliano** que centra y estabiliza la rótula evitando movimientos indeseados.
- **4 ballenas laterales en espiral (2 a cada lado):** aportan estabilización medio-lateral, permitiendo el movimiento en flexo-extensión.
- **Bandas interiores de silicona** con efecto antideslizante.
- **Apertura poplítea** para mayor confort.
- **Doble banda de cierre** para un ajuste óptimo: permiten regular la compresión muslo-pantorrilla.

Bilateral  
Talla única

**NPOS136**  
C.N. 190458.4



## Rodillera con flejes y cinchas NP136

### INDICACIONES

Dolor articular, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, subluxación patelar, postraumatismos y poscirugía.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Anillo anatómico** que protege y centra la articulación, estabilizando la rótula.
- **4 ballenas laterales en espiral (2 a cada lado):** aportan estabilización medio-lateral, permitiendo el movimiento en flexo-extensión.
- **Bandas interiores de silicona** con efecto antideslizante.
- **Combina neopreno transpirable** de diferentes espesores para aportar mayor confort en la zona poplítea.
- **Doble banda de cierre** para un ajuste óptimo: permiten regular la compresión muslo-pantorrilla.

Bilateral  
Altura 33 cm

Medidas\*

**NP136 S 35-38**

C.I. 736363

**NP136 M 38-41**

C.I. 736362

**NP136 L 41-45**

C.I. 736361

**NP136 XL 45-50**

C.I. 736364

\*Perímetro rodilla (cm)





## Rodillera con articulación policéntrica NP140

### INDICACIONES

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, postraumatismos y poscirugía.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Anillo anatómico** que protege y centra la articulación, estabilizando la rótula.
- **2 articulaciones policéntricas de aluminio:** refuerzan la estabilidad medio-lateral.
- **Bandas interiores de silicona** con efecto antideslizante.
- **Combina neopreno transpirable de diferentes espesores** para aportar mayor confort en la zona poplítea.
- **Doble banda de cierre** para un ajuste óptimo: permiten regular la compresión muslo-pantorrilla.

Bilateral  
Altura 33 cm

Medidas\*

**NP140 S 35-38**

C.I. 736358

**NP140 M 38-41**

C.I. 736357

**NP140 L 41-45**

C.I. 736356

**NP140 XL 45-50**

C.I. 736359

\*Perímetro rodilla (cm)



## Cincha patelar NPOS132

### INDICACIONES

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, acciones deportivas con extensión forzada de la rodilla.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla patelar de silicona** que descarga el tendón rotuliano minimizando las fuerzas de tracción en su inserción. Con efecto antideslizante.
- **Doble banda de cierre** que permite ajustar la presión según necesidades.

Bilateral  
Talla única

**NPOS132**

C.N. 190450.8





## Pantorrillera NPOS120

### INDICACIONES

Rotura fibrilar de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño flexible** que envuelve el gemelo y ayuda a reducir el dolor.
- **Combina neopreno transpirable** de diferentes espesores para aportar mayor confort en el gemelo.
- **Bandas interiores de silicona** con efecto antideslizante.
- **Tres bandas de cierre** que permiten regular la compresión.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS120**  
C.N. 190457.7



## Tobillera cruzada NPOS111

### INDICACIONES

Esguinces leves y prevención de esguinces durante la práctica deportiva, tendinitis.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Combina neopreno transpirable** de diferentes espesores aportando mayor confort en la planta del pie y zona de cierre.
- **Diseño abierto** que libera el calcáneo para mayor confort.
- **Cintas de cierre que se cruzan** por la parte anterior para sujetar y mejorar el control medio lateral del tobillo.

**Bilateral**  
**Talla única**

**NPOS111**  
C.N. 190459.1



## Tobillera vendaje en 8 NP115

### INDICACIONES

Esguinces leves, prevención de esguinces durante la práctica deportiva y tendinitis. Necesidad de mayor sujeción/estabilización.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **3 cierres tibiales** para una fácil adaptación.
- **Doble banda elástica** para "vendaje funcional en 8" que estabiliza y actúa como protector del tobillo.
- **Combina neopreno transpirable** de diferentes espesores aportando mayor confort en la zona plantar.
- **Talón abierto** para mayor confort.

Bilateral



Medidas\*

**NP115 S 20-22**

C.I. 736373

**NP115 M 22-24**

C.I. 736372

**NP115 L 24-26**

C.I. 736371

**NP115 XL 26-29**

C.I. 736374

**NP115 XXL 29-32**

C.I. 736375

\*Perímetro tobillo (cm)



## Tobillera vendaje en 8 y estabilizadores NP114

### INDICACIONES

Esguinces leves que requieren estabilización.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **3 cierres tibiales** para una fácil adaptación.
- **Valvas laterales anatómicas** que salvan los maleolos para potenciar la estabilización articular. Extraíbles.
- **Doble banda elástica** para "vendaje funcional en 8" que estabiliza y actúa como protector del tobillo.
- **Combina neopreno transpirable** de diferentes espesores aportando mayor confort en la zona plantar.
- **Talón abierto** para mayor confort.

Bilateral



Medidas\*

**NP114 S 20-22**

C.I. 736369

**NP114 M 22-24**

C.I. 736368

**NP114 L 24-26**

C.I. 736367

**NP114 XL 26-29**

C.I. 736370

**NP114 XXL 29-32**

C.I. 736366

\*Perímetro tobillo (cm)





AirTox  
Transpirable

Guía de Tratamiento  
Ortésico *personalizado*

*Muévete y que tu piel respire*



# AirTox


Transpirable

Tecnología textil transpirable para una piel sana


Transpiración  
**100%**  
activa



Diseño textil en forma multiceldas para un mayor confort.



Tejidos de alta elasticidad y capacidad de adaptación a los cambios dinámicos.



Costuras anatómicas para una adaptación cómoda.


efecto



✓ *Compresión y soporte sobre la zona afectada*

✓ *Aporta seguridad a la articulación de forma dinámica, sin inmovilizar ni reducir su funcionalidad, ayudando a mejorar el tratamiento*

Desarrollo textil con tejidos técnico-funcionales



#### Area de confort

Tejido técnico de alta elasticidad y transpirabilidad, que se adapta a la dinámica del movimiento, proporcionando total comodidad al paciente.

#### Area de compresión

Tejido envolvente de velour elástico transpirable, que permite regular la compresión que el paciente necesita en cada momento.

**100% LÁTEX FREE** ✓







## Codera OST273

### INDICACIONES

Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico:** mejora la adaptación a la zona de la articulación. Abierto en la flexura anterior para maximizar el confort.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, que ejerce soporte a la articulación.
- **Perforaciones en la zona del codo:** extra transpiración.
- **Doble banda de cierre para un ajuste óptimo:** permiten regular la compresión brazo-antebrazo.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST273**  
C.N. 179306.5



## Cincha epicondilitis OST272

### INDICACIONES

Epicondilitis (codo de tenista) y epitrocleitis (codo de golfista).

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla de espuma:** ejerce presión sobre el epicóndilo, aliviando el dolor
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación.
- **Banda envolvente de ajuste:** facilita la colocación y sujeción.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST272**  
C.N. 179305.8



## Muñequera vendaje OST265

### INDICACIONES

Artrosis, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces y traumatismos leves.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación que ejerce de soporte y sujeción a la articulación de la muñeca.
- **Banda envolvente de ajuste:** facilita la colocación y sujeción.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST265**  
 C.N. 179304.1



## Muñequera de pulgar OST264

### INDICACIONES

Rizartrosis leves, artritis, tendinitis, bursitis, esguinces, traumatismos articulares leves.

### TRATAMIENTO

Sujeción/Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico flexible:** aporta compresión y control al dedo pulgar, a la articulación trapeciomatacarpiana y de muñeca, sin reducir la funcionalidad de la mano. Ayuda al alivio del dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, que ejerce soporte a la articulación.
- **Banda de cierre regulable:** un extra de compresión individualizada en la muñeca.

**Guarda lado**  
**Talla única**

**OST264 L-Izquierdo**  
 C.N. 179302.7  
**OST264 R-Derecho**  
 C.N. 179303.4





## Faja Semirrígida modular OST255G

### INDICACIONES

Lumbalgias, Artrosis lumbar, Osteoporosis, Osteomalacia, Discopatía, Lumbociática. Procesos postoperatorios lumbares.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño modular 4 piezas:** Su diseño modular de 4 piezas independientes permite adaptar la faja de manera óptima a la anatomía y necesidades del paciente.
- **Talla universal.** Este sistema de 4 piezas permite que la faja pueda ser universal con una adaptación total.
- **Bandas elásticas tensoras removibles:** ajustables con doble cierre, proporcionan una compresión extra cuando así se requiera.
- **4 ballenas de acero extraíbles** y adaptables: ofrecen gran contención en la zona lumbar.
- Con **pestañas de microgancho** que facilitan el montaje y desmontaje de cada pieza.

**Talla única**  
**Contorno de cintura:**  
 80-125 cm.

**OST255G (Gris)**  
 C.N. 187223.4

**OST255BG (Beige)**  
 C.N. 187224.1



## Muslera OST247

### INDICACIONES

Roturas fibrilares del cuádriceps, distensiones musculares, postraumatismos.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico flexible:** comprime la zona lesionada del muslo y ayuda a reducir el dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte y compresión sobre la zona afectada.
- **Doble banda de cierre regulable:** favorece el ajuste y permite regular la compresión.
- **Banda interior de silicona** con efecto antideslizante.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST247**  
 C.N. 179301.0



## Rodillera OST218

### INDICACIONES

Dolor articular, bursitis, tendinitis, artritis, artrosis, lesiones rotulianas, lesiones de ligamentos laterales de rodilla, Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación patelar, postraumatismos, postcirugía.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Rodete rotuliano anatómico** con almohadillado interior de espuma confortable: estabiliza la rótula sin reducir funcionalidad a la articulación.
- **4 ballenas laterales en espiral** (2 a cada lado): aportan estabilización medio-lateral, permitiendo el movimiento en flexo-extensión.
- **Tejido bicapa**: altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte a la articulación.
- **Apertura poplíteica** para mayor confort.
- **Doble banda de cierre regulable**: favorecen el ajuste anatómico y permiten regular la compresión evitando que se mueva.

**Bilateral**  
Talla única

**OST218**  
C.N. 179298.3



## Rodillera semiabierta con articulación policéntrica T141

### INDICACIONES

Dolor en las articulaciones, bursitis, tendinitis, artritis, osteoartritis, lesiones rotulianas, lesiones del ligamento lateral de la rodilla, enfermedad de Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, subluxación rotuliana, lesión posterior y tratamiento posquirúrgico.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Rodete rotuliano** en forma de "u" y almohadillado interior de espuma confortable para la estabilización de la rótula.
- **Articulación policéntrica** que refuerzan la estabilidad a nivel medio-lateral.
- **Tejido bicapa**: altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte a la articulación.
- **Fácil de poner y quitar** gracias a la apertura en muslo.
- **Doble banda de cierre regulable**: favorecen el ajuste y permiten regular la compresión evitando que se mueva.

**Bilateral**

Medidas\*

<b>T141 S</b>	<b>32-35</b>
C.I. 733527	
<b>T141 M</b>	<b>35-38</b>
C.I. 733526	
<b>T141 L</b>	<b>38-41</b>
C.I. 733525	
<b>T141 XL</b>	<b>41-45</b>
C.I. 733528	
<b>T141 XXL</b>	<b>45-50</b>
C.I. 733529	



\*Perímetro rodilla (cm)





## Cincha infrapatelar OST232

### INDICACIONES

Osgood-Schlatter, condromalacia rotuliana, tendinitis del tendón rotuliano, en actividades deportivas con extensión forzada de la rodilla.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Almohadilla patelar de silicona** que ejerce presión sobre el tendón rotuliano aliviando el dolor. Con efecto antideslizante.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y adaptable, proporciona soporte a la articulación.
- **Doble banda de cierre regulable:** permite ajustar la presión según necesidades.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST232**  
C.N. 179300.3



## Pantorrillera OST220

### INDICACIONES

Roturas fibrilares de los gemelos, distensiones musculares, postraumatismos.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico flexible:** comprime la zona lesionada del gemelo y ayuda a reducir el dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte y compresión ayudando a la recuperación.
- **Tres bandas de cierre regulable:** favorecen el ajuste anatómico y permiten regular la compresión.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST220**  
C.N. 179299.0



## Tobillera cruzada OST212

### INDICACIONES

Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se practica deporte y tendinitis.

### TRATAMIENTO

Sujeción

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño anatómico flexible:** aporta compresión sin reducir la funcionalidad de la articulación, ayudando a reducir el dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte a la articulación.
- **Bandas cruzadas de cierre anatómico-regulable:** ayudan a la estabilización activa del tobillo de forma gradual.
- **Talón abierto:** confortabilidad y adaptación a cualquier zapato.

**Bilateral**  
**Talla única**

**OST212**  
C.N. 179297.6



## Tobillera con vendaje en 8 T115

### INDICACIONES

Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se practica deporte y tendinitis.

### TRATAMIENTO

Estabilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Apertura frontal con 3 cierres tibiales:** facilitan la colocación y adaptación de la ortesis.
- **Diseño anatómico flexible:** aporta compresión sin reducir la funcionalidad de la articulación, ayudando a reducir el dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte a la articulación.
- **Bandas elásticas para vendaje en 8:** estabiliza la articulación y limita la supinación o inversión, permitiendo la flexo-extensión.
- **Talón abierto:** confortabilidad y adaptación a cualquier zapato.

**Bilateral**

**Medidas\***

**T115 S 20-22**

C.I. 733552

**T115 M 22-24**


C.I. 733551

**T115 L 24-26**

C.I. 733550

**T115 XL 26-28**

C.I. 733553



\*Perímetro tobillo (cm)





## Tobillera con vendaje en 8 y estabilizadores T114

### INDICACIONES

Esguinces menores, prevención de esguinces mientras se practica deporte y tendinitis.

### TRATAMIENTO

Estabilización Plus

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Apertura frontal con 3 cierres tibiales:** facilitan la colocación y adaptación de la ortesis.
- **Diseño anatómico flexible:** aporta compresión sin reducir la funcionalidad de la articulación, ayudando a reducir el dolor.
- **Tejido bicapa:** altamente transpirable y con total capacidad de adaptación, proporciona soporte a la articulación.
- **Bandas elásticas para vendaje en 8:** estabiliza la articulación y limita la supinación o inversión, permitiendo la flexo-extensión.
- **Estabilizadores laterales anatómicos:** salvan los maleolos potenciando la estabilización articular. Extraíbles.
- **Talón abierto:** confortabilidad y adaptación a cualquier zapato.

### Bilateral

#### Medidas\*

**T114 S 20-22**

C.I. 733556

**T114 M 22-24**

C.I. 733555

**T114 L 24-26**

C.I. 733554

**T114 XL 26-28**

C.I. 733557



\*Perímetro tobillo (cm)



airMed®

**Guía de Tratamiento**  
**Ortésico** *personalizado*

*Inmovilización funcional de vanguardia*



# airMed<sup>®</sup>

## Muñequeras inmovilizadoras

AIRMED es una gama de muñequeras fabricada con tecnología de alta frecuencia, con un diseño de líneas limpias y puras que contribuyen a la eficacia del tratamiento con el máximo confort.

### efecto



Elevado nivel de inmovilización sobre la zona afectada.

Ayuda al paciente a limitar los movimientos que pueden causar lesión o dolor.



PRIM



## Inmovilización funcional de vanguardia Tecnológicamente avanzadas

- Tejidos transpirables, ligeros y adaptables
- Férulas de inmovilización funcional
- Sistemas de ajuste "itself"



100% LATEX FREE ✓



tecnología de  
alta frecuencia  
high frequency technology





## Muñequera de abducción de pulgar AM202G

### INDICACIONES

Rizartrosis de pulgar.  
Post-traumatismos de la articulación metacarpofalángica del primer dedo.

### TRATAMIENTO


Inmovilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño sin costuras:** evita roces e irritaciones.
- **Férulas anatómicas de aluminio maleable:** inmoviliza la zona trapeciometacarpiana y metacarpofalángica del dedo pulgar. Inmovilización postural funcional del pulgar.
- **Áreas de ventilación perforadas:** para una máxima transpirabilidad.
- **Cierre micro-gancho** para un óptimo ajuste.

Bilateral	Medidas*
<b>AM202G S</b>	
<b>Muñeca</b>	14-18
<b>Pulgar</b>	5-7
C.I. 731114	
<b>AM202G L</b>	
<b>Muñeca</b>	18-22
<b>Pulgar</b>	6-8
C.I. 731113	

\*Perímetro muñeca (cm)  
\*Perímetro pulgar (cm)  
Disponibles también en color beige: AM202




## Muñequera inmovilizadora palmar AM205G

### INDICACIONES

Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

### TRATAMIENTO


Inmovilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño abierto y sin costuras:** evita roces e irritaciones maximizando el confort.
- **Férula palmar plus de aluminio maleable:** limita la flexión dorso-palmar ayudando a la desinflamación del nervio mediano.
- **2 palas dorsales plus de aluminio maleable:** limitan los movimientos laterales de la muñeca, manteniendo una forma más anatómica.
- **Áreas de ventilación perforadas:** para una máxima transpirabilidad.
- **Banda de cierre regulable:** un extra de compresión individualizada en la muñeca.
- **Sin pulgar:** permite la movilidad completa de los dedos.

Bilateral	Longitud 20,5 cm
	Medidas*
<b>AM205G S</b>	14-18
C.I. 738570	
<b>AM205G L</b>	18-22
C.I. 738569	

\*Perímetro muñeca (cm)







## Muñequera corta inmovilizadora palmar AM203G

### INDICACIONES

Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

### TRATAMIENTO

Inmovilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño sin costuras:** evita roces e irritaciones.
- **Férula palmar de aluminio maleable:** limita la flexión dorso-palmar ayudando a la desinflamación del nervio mediano.
- **4 palas dorsales:** limitan los movimientos laterales de la muñeca, manteniendo una forma más anatómica.
- **Áreas de ventilación perforadas:** para una máxima transpirabilidad.
- **Banda de cierre regulable:** un extra de compresión individualizada en la muñeca.
- **Sin pulgar:** permite la movilidad completa de los dedos.

Guarda lado  
Longitud 15 cm



**AM203G SR 14-18**

C.I. 731100

**AM203G SL 14-18**

C.I. 731099

**AM203G LR 18-22**

C.I. 731098

**AM203G LL 18-22**

C.I. 731097

\*Perímetro muñeca (cm)  
Disponible también en  
color beige: AM203



## Muñequera larga inmovilizadora palmar AM204G

### INDICACIONES

Síndrome del túnel carpiano y tendinitis.

### TRATAMIENTO

Inmovilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño sin costuras:** evita roces e irritaciones.
- **Férula palmar de aluminio maleable:** limita la flexión dorso-palmar ayudando a la desinflamación del nervio mediano.
- **4 palas dorsales de aluminio maleable:** limitan los movimientos laterales de la muñeca, manteniendo una forma más anatómica.
- **Áreas de ventilación perforadas:** para una máxima transpirabilidad.
- **Banda de cierre regulable:** un extra de compresión individualizada en la muñeca.
- **Sin pulgar:** permite la movilidad completa de los dedos.

Guarda lado  
Longitud 19,5 cm



**AM204G SR 14-18**

C.I. 731108

**AM204G SL 14-18**

C.I. 731107

**AM204G LR 18-22**

C.I. 731106

**AM204G LL 18-22**

C.I. 731105

\*Perímetro muñeca (cm)  
Disponible también en  
color beige: AM204



## Accesorio inmovilizador de pulgar AM201G

### INDICACIONES

Rizartrosis de pulgar.

### TRATAMIENTO

Inmovilización

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- **Diseño sin costuras:** evita roces e irritaciones.
- **Férula de pulgar de aluminio maleable:** inmoviliza la zona del pulgar para aliviar la presión de la vaina sinovial sobre los tendones abductores cortos y largos.
- **Áreas de ventilación perforadas:** para una máxima transpirabilidad.
- Para su uso con las referencias **AM203, AM203G, AM204, AM204G**

**Bilateral**  
**Talla única**

**AM201G**  
C.I. 731096

**Disponible también en**  
**color beige: AM201**




**Guía de Tratamiento  
Ortésico** *personalizado*

**PRIM** contribuye de manera decisiva a la formación de los profesionales sanitarios a través de este nuevo enfoque que representa nuestra Guía de Tratamiento Ortésico



**PRIM S.A.**  
Yolanda González, 15  
(Antigua Calle F)  
Polígono Industrial nº 1  
28938 Móstoles. Madrid



Artículo: 739369 • Ref.: OTSCGUIA

[www.prim.es](http://www.prim.es)